


Sugi®

Steriles saugfähiges Material zur Verwendung im chirurgischen Bereich (zum Einmalgebrauch)




Sugi® Rhino (steriler Saugtupfer mit Retraktionsfaden) nach Prof. Dr. H. Stammberger

12 x 10 mm

100 Tupfer (10 Beutel à 10 Stück) REF 31731
60 Tupfer (10 Beutel à 6 Stück) REF 31732

15 x 13 mm



100 Tupfer (10 Beutel à 10 Stück) REF 31741
60 Tupfer (10 Beutel à 6 Stück) REF 31742



Sugi® Rhino-Long (steriler Saugtupfer 2lagig mit Retraktionsfaden, 200 mm)

40 x 12 mm
40 Tupfer (10 Beutel à 4 Stück) REF 31778

Sugi® Endopad (steril)
Ø 34 mm
nach Prof. Dr. H. Stammberger
(6 Beutel à 1 Stück) REF 31785



Sugi® OtoSwab
mit Retraktionsfaden (steril)
Ø 3 x 1 mm, expandiert 3 x 5 mm
60 Tupfer (10 Beutel à 6 Tupfer) REF 31651

Rhino Swabs Rhino Long Endopad OtoSwab

Zusammensetzung

Zellulose
Regenerierte Zellulose
Faden: Polyester

Eigenschaften

- Sugi Saugprodukte sind aus einem hochwertigen Material auf Zellulosebasis hergestellt und sind toxikologisch unbedenklich.
- Bei Kontakt mit wässrigen Flüssigkeiten erfolgt sofort eine weich-elastische Ausdehnung der Tupfer/Pads.
- Sugi Saugprodukte verfügen über eine hohe (> 50 N) Reißfestigkeit.
- Sugi Saugprodukte haften nicht an Wundoberflächen, wenn sie innerhalb von 24 Stunden entfernt werden.
- Nach dem Entfernen verbleibt eine saubere Wundoberfläche.
- Die Saugfähigkeit beträgt ca. das 17fache des Eigengewichts.

a) Rhino Saugtupfer

Indikationen

Zustände der Nase, die Eingriffe erfordern

Hauptanwendungsgebiete

- Prä- und intraoperative Nasentupfer für rhino-chirurgische Eingriffe insbesondere bei:
 - Septumplastiken
 - Septo-Rhinoplastiken
 - Conchotomie
 - NNH-Operationen
- Tupfer bei endoskopischen Eingriffen im HNO-Bereich
- Tupfer bei rhinochirurgischen Schädelbasisoperationen
- Trägermedium von wässrigen antibiotischen oder vasokonstriktischen Flüssigkeiten

b) Endopads

Indikationen

- Intraoperative Reinigung optischer Instrumente (z. B. Endoskope) bei gleichzeitiger Auftragung einer Antibeschlaglösung

c) OtoSwab

Indikationen

Zustände des Ohrs, die Eingriffe erfordern

Hauptanwendungsgebiete

- Intraoperative Tupfer für die Ohrchirurgie:
 - Retroaurikulärer Zugang bei Mittelohrchirurgie
 - Endauraler Zugang bei Mittelohrchirurgie
 - Meatoplastik
 - Tympanoplastik
 - Tympanotomie
 - Kortikale Mastoidektomie
 - Chirurgische Eingriffe am Mittelohr
 - Cochleare Implantation
- Trägermedium von wässrigen antibiotischen oder vasokonstriktischen Flüssigkeiten

Gegenanzeigen und Unverträglichkeiten

Keine bekannt

Art der Anwendung

a) Rhino Saugtupfer */OtoSwab

Zur Vorbereitung des Operationsgebietes können die Tupfer in einer vasokonstriktischen und/oder anästhesierenden Lösung getränkt werden. Danach werden sie für ca. 5 – 10 Minuten auf die betreffenden Schleimhautbereiche gelegt.

Mit dem angeschlossenen Rückholfaden lassen sie sich leicht entfernen.

Zusätzlich können die Tupfer intraoperativ zur Aufnahme von Blut und Sekret eingesetzt werden.

Manufacturer:
QUESTALPHA GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg, Germany
www.questalpha.com

Distributed in the U.S. by:
Kettenbach LP
62-64 Enter Lane
Islandia, NY 11749, USA

Made in Germany
37248/0924

QUESTALPHA
For Medical and Life Science

CE 0123

b) Endopads

Zur Vorbereitung wird das trockene Pad mit einer Antibeschlaglösung getränkt. Nach Ablösen der Schutzfolie des Haftstreifens kann die Schale in der Nähe des Operationfeldes aufgeklebt werden.

Achtung!

- Sugi Saugprodukte sind wie Verbandstoff zu entsorgen und dürfen nicht wiederverwendet werden, da Infektionsgefahr droht und die Funktion und Sicherheit des Produktes nicht mehr gegeben sind.
- Überprüfen Sie das Sterilbarrieresystem vor Gebrauch visuell auf Beschädigungen und verwenden Sie es nicht, wenn das Sterilbarrieresystem beschädigt oder bereits geöffnet ist
- Die abgebildeten Sugi Saugprodukte sind nicht durch Röntgenstrahlen darstellbar.
- Der Gebrauch von Sugi Saugprodukten ist medizinisch geschultem Fachpersonal vorbehalten, welches Operationen durchführen oder dabei assistieren darf.**
- * In seltenen Fällen kann durch die physiochemischen Gegebenheiten bei Nasenoperationen, mit oder ohne Nasentamponaden, möglicherweise das Toxische Schock Syndrom (TSS) auftreten. Anzeichen hierfür sind: plötzlich auftretendes hohes Fieber, Erbrechen, Durchfall, Schwindel, Ohnmacht (oder Bewußtseinsstrübung beim Aufstehen) und/oder sonnenbrandähnlicher Ausschlag. Bei Auftreten eines dieser Symptome sollten entsprechende ärztliche Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
- Der Behälter des Sugi Endopad darf nicht auf die Haut geklebt werden.

Patientenzielgruppe

- Patienten, die eine Absorption von Körperflüssigkeiten oder die topische Verabreichung von Flüssigkeiten benötigen

Legende

Vor Sonnenlicht schützen	
Verwendbar bis	
Sterilisiert mit Ethylenoxid	STERILE EO
Nicht wiederverwenden	
Trocken aufbewahren	
Charge	LOT
Duales System (nur Deutschland)	
Artikelnummer	REF
Gebrauchsanweisung beachten	
Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden	
Temperaturbegrenzung	
Medizinprodukt	MD
Herstellungsdatum	

Haftungsbeschränkung

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, übernimmt die QUESTALPHA GmbH & Co. KG keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.


Die Angaben über QUESTALPHA-Produkte beruhen auf umfangreicher Forschung und anwendungstechnischer Erfahrung. Wir vermitteln diese Ergebnisse nach bestem Wissen, behalten uns aber technische Änderungen zur Produktentwicklung vor. Das entbindet den Benutzer der Produkte jedoch nicht davon, die Empfehlungen und Angaben bei Gebrauch zu beachten.

Bei auftretenden schwerwiegenden Vorfällen, die im Zusammenhang mit dem Produkt stehen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an den Hersteller und an die zuständige Behörde.

Stand der Information 28.02.2024

Sugi®

Sterile absorbent material for use in the field of surgery (single use)




Sugi® Rhino
(sterile absorbent swabs with retrieval cord according to Prof. Dr. H. Stammberger)

12 x 10 mm

100 swabs 60 swabs
(10 sachets à 10) (10 sachets à 6)
REF 31731 REF 31732

15 x 13 mm

100 swabs 60 swabs
(10 sachets à 10) (10 sachets à 6)
REF 31741 REF 31742





Sugi® Rhino-Long
(sterile double layer absorbent swab with retrieval cord, 200 mm)

40 x 12 mm

40 swabs
(10 sachets à 4)
REF 31778

Sugi® Endopad (sterile)

Ø 34 mm
according to Prof. Dr. H. Stammberger
(6 sachets à 1)
REF 31785



Sugi® OtoSwab
with retrieval cord (sterile)

Ø 3 x 1 mm, expanded 3 x 5 mm

60 swabs (10 sachets à 6)
REF 31651

Rhino Swabs

Rhino Long

Endopad

OtoSwab

Composition

Cellulose
Regenerated cellulose
Cord: polyester

Properties

- Sugi absorbent materials are manufactured from high-quality cellulose material and are toxicologically harmless.
- The swabs/pads expand immediately on contact with liquid and become soft and pliable.
- Sugi absorbent materials exhibit high (> 50 N) tear strength.
- Sugi absorbent materials will not adhere to wounds if they are removed within 24 hours.
- Sugi absorbent materials leave a clean wound surface after removal.
- The absorptive capacity is approximately 17 times its own weight.

a) Rhino absorbent swabs

Indication

Conditions of the nose requiring interventions

Range of application

- Preoperative and intraoperative nasal swabs for use in nasal surgery especially during:
 - Septoplasty
 - Septorhinoplasty
 - Conchotomy
 - Paranasal sinus surgery
- Swabs for use in endoscopic ENT surgery
- Swabs for use in skull base surgery involving nasal surgery procedures
- Carrier medium for liquid antibiotic or vasoconstrictor medication

b) Endopads

Indication

- Intraoperative cleaning of optical instruments (e.g. endoscopes) and simultaneous application of an anti-fogging agent.

c) OtoSwab

Indication

Conditions of the ear requiring interventions

Range of application

- Intra-operative swab for ear surgery
 - Postauricular approach to middle ear surgery
 - Endaural approach to middle ear surgery
 - Meatoplasty
 - Tympanoplasty
 - Tympanotomy
 - Cortical mastoidectomy
 - Middle ear surgical procedures
 - Cochlear Implant
- Carrier medium for vasoconstrictive/antibiotic solutions

Contraindications and Incompatibility

None known

Application

a) Rhino absorbent swabs */OtoSwab

The swabs are soaked in a vasoconstrictor and/or anesthetic solution for preparing the operation site. They are then placed on the relevant mucosal areas for 5 – 10 minutes.

They are easily removed using the attached retrieval cord.

The swabs can also be used intraoperatively to absorb blood and secretion.

Manufacturer:
QUESTALPHA GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg, Germany
www.questalpha.com

QUESTALPHA
For Medical and Life Science

Distributed in the U.S. by:
Kettenbach LP
62-64 Enter Lane
Islandia, NY 11749, USA

Made in Germany
37248/0924

CE 0123

b) Endopads

The dry pad is prepared by soaking it in an anti-fogging agent. After removing the protective foil from the adhesive strip, the pad is positioned close to the operation site.

Caution!

- Sugi absorbent products must be disposed of in the same way as dressing material and must not be reused, as there is a risk of infection and the function and safety of the product is no longer guaranteed.
- Prior to use, visually inspect the sterile barrier system for damage and do not use it if damaged or already opened.
- The Sugi absorbent materials shown are radiolucent.
- **Sugi absorbent materials are to be used by medical personnel qualified to perform or assist in surgery.**
- * In rare instances the physicochemical conditions associated with nasal surgery, both with and without nasal packing, may present a risk of toxic shock syndrome (TSS). Warning signs of TSS include: sudden high fever, vomiting, diarrhea, dizziness, fainting (or near fainting when standing up), and/or a rash that looks like a sunburn. Should one of these symptoms occur, administer the appropriate medical treatment.
- The container of the Sugi Endopad must not be glued to skin.

Intended patient group

Patients requiring the absorption of body fluids or topical administration of liquids

Legend

Keep away from sunlight	
Use-by date	
Sterilized using ethylene oxide	STERILE EO
Do not re-use	
Keep dry	
Batch Code	LOT
Dual system (Germany only)	
Catalogue number	REF
Consult instructions for use	
Do not use if package is damaged	
Temperature limit	
Medical device	MD
Date of manufacture	

Limitation of liability

Except where prohibited by law, QUESTALPHA GmbH will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the legal basis of the claim, including warranty, contract, negligence, or strict liability.

The information provided for QUESTALPHA products is based on comprehensive research and experience in application technology.

Results are furnished to the best of our knowledge, subject to technical changes within the framework of product development.


However, users must comply with and consider all recommendations and information in connection with any use.

In the event of serious incidents in connection with the product, please contact the manufacturer and the responsible authority immediately.

Information as of 28.02.2024

Sugi®

Matériaux absorbants stériles à usage chirurgical (à usage unique)




Sugi® Rhino
(tampon absorbant stérile, avec fil de rétraction)
du Pr. Dr. H. Stammberger

12 x 10 mm

100 tampons 60 tampons
(10 sachets de 10 pces) (10 sachets de 6 pces)
REF 31731 REF 31732

15 x 13 mm

100 tampons 60 tampons
(10 sachets de 10 pces) (10 sachets de 6 pces)
REF 31741 REF 31742





Sugi® Rhino-Long
(tampon absorbant stérile, 2 couches avec fil de rétraction, 200 mm)

40 x 12 mm

40 tampons
(10 sachets de 4 pces)
REF 31778

Sugi® Endopad (stérile)
Ø 34 mm
du Pr. Dr. H. Stammberger
(6 sachets de 1 pce)
REF 31785



Sugi® OtoSwab
avec fil de rétraction (stérile)
Ø 3 x 1 mm, extensible 3 x 5 mm
60 tampons (10 sachets de 6 pces)
REF 31651

Rhino Swabs

Rhino Long

Endopad

OtoSwab

Composition

Cellulose
Cellulose régénérée
Fils : polyester

Propriétés

- Les produits absorbants Sugi sont fabriqués à partir d'un matériau de haute qualité à base de cellulose et sont exempts de toute toxicité.
- En cas de contact avec des liquides aqueux les tampons/pads sont immédiatement extensibles.
- Les produits absorbants Sugi possèdent une résistance à la déchirure élevée (> 50 N).
- Les matériaux absorbants Sugi n'adhèrent pas aux plaies s'ils sont retirés dans les 24 heures.
- Après retrait la plaie est propre.
- Le produit peut absorber est env. 17 fois celui de son propre poids.

a) Tampons Rhino absorbants

Indication

Affections du nez nécessitant des interventions

Domaine d'application

Tampons nasaux pré- et peropérateurs pour les interventions chirurgicales du nez :

- Septoplastie
- Septorhinoplastie
- Conchotomie
- Interventions chirurgicales des sinus paranasaux
- pour interventions sous endoscopie dans la zone ORL
- Tampons pour interventions chirurgicales de la base du crâne
- Matériau support de solutions aqueuses antibiotiques ou vasoconstrictrices

b) Endopads

Indication

- Nettoyage peropérateur des instruments optiques (par ex. endoscopes) avec application simultanée d'une solution anti buée

c) OtoSwab

Indication

Affections de l'oreille nécessitant des interventions

- Tampon peropérateur pour la chirurgie de l'oreille
 - Abord rétro-auriculaire en chirurgie de l'oreille moyenne
 - Abord endaural en chirurgie de l'oreille moyenne
 - Méatoplastie
 - Tympanoplastie
 - Tympanotomie
 - Mastoidectomie corticale
 - Chirurgie de l'oreille moyenne
 - Implant cochléaire
- Matériau support de solutions aqueuses antibiotiques/ vasoconstrictrices

Contre indications et intolérances

Aucune connue

Type d'application

a) Tampons absorbants Rhino */OtoSwab

Pour préparer le champ opératoire, les tampons peuvent être imprégnés d'une solution vasoconstrictrice et/ou anesthésiante. Ils sont ensuite appliqués sur les muqueuses concernées pendant 5 -10 minutes env.

Ils se retirent facilement avec le fil de retrait noué.

Les tampons peuvent également servir à recueillir le sang et les sécrétions en cours d'intervention.

b) Endopads

Pour la préparation, le tampon sec est imprégné d'une solution anti buée. Après retrait de la feuille de protection de la bande adhésive, la boîte contenant le tampon peut être collée à proximité du champ opératoire.

Manufacturer:
QUESTALPHA GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg, Germany
www.questalpha.com

Distributed in the U.S. by:

Kettenbach LP
62-64 Enter Lane
Islandia, NY 11749, USA

Made in Germany
37248/0924

QUESTALPHA
For Medical and Life Science

CE 0123

Attention!

- Les produits absorbants Sugi doivent être éliminés comme des pansements et ne sauraient être réutilisés en raison d'un risque d'infection et car la fonction et la sécurité du produit ne sont plus garanties.
- Avant toute utilisation, procéder à un examen visuel du système de barrière stérile afin d'y déceler d'éventuelles détériorations et ne pas l'utiliser s'il est endommagé ou a déjà été ouvert.
- Les produits absorbants Sugi illustrés ne sont pas visibles aux rayons X.
- L'utilisation des produits absorbants Sugi est réservée au personnel médical qualifié autorisé à pratiquer des opérations ou à fournir une assistance dans le cadre d'opérations.**
- * Dans de rares cas et pour des raisons physico-chimiques, un syndrome de choc toxique (sct) peut se produire au cours d'interventions du nez avec ou sans tamponnement nasal. Les signes sont les suivants : forte fièvre soudaine, vomissement, diarrhée, vertiges, évanouissement (ou troubles de la conscience en se levant) et/ou rougeurs similaires à un coup de soleil. A l'apparition de l'un de ces symptômes, il convient d'intervenir sur le plan médical.
- Le contenant du Sugi Endopad ne doit pas être collé à la peau.

Groupe de patients ciblés

Patients nécessitant l'absorption de fluides corporels ou l'administration topique de fluides

Legende

Conserver à l'abri de la lumière du soleil	
Date limite d'utilisation	
Stérilisé avec de l'oxyde d'éthylène	STERILE EO
Ne pas réutiliser	
Craint l'humidité	
Code de lot	LOT
Système dual (uniquement pour l'Allemagne)	
Référence catalogue	REF
Consulter les précautions d'emploi	
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	
Limite de température	
Dispositif médical	MD
Date de fabrication	

Responsabilité limitée


Dans la mesure où une exclusion de responsabilité est légalement admissible, la société QUESTALPHA GmbH & Co. KG n'endosse aucun responsabilité pour ce qui est de pertes ou de dégâts causés à la suite de l'utilisation de ce produit, qu'il s'agisse de dommages directs, indirects, particuliers, auxiliaires ou consécutifs, indépendamment de la situation juridique, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la préméditation. Les informations fournies sur les produits QUESTALPHA sont basées sur des recherches approfondies et une vaste expérience des applications technologiques. Les résultats sont fournis au mieux de notre connaissance et sont sujets à des modifications dans le cadre du développement de nos produits. Il est cependant nécessaire que les utilisateurs suivent et prennent en compte toutes les recommandations et les informations en rapport avec chaque utilisation.

En cas d'incidents graves liés au produit, veuillez contacter immédiatement le fabricant et l'autorité responsable.

Information au 28.02.2024

Sugi®

Material absorbente estéril para el uso en el ámbito quirúrgico (desechable)




Sugi® Rhino (torunda absorbente estéril con hilo de recuperación) según el Prof. Dr. H. Stammberger

12 x 10 mm

100 torundas (10 bolsas de 10 unidades) REF 31731
60 torundas (10 bolsas de 6 unidades) REF 31732

15 x 13 mm

100 torundas (10 bolsas de 10 unidades) REF 31741
60 torundas (10 bolsas de 6 unidades) REF 31742



Sugi® Rhino-Long

(torunda absorbente estéril de 2 capas con hilo de recuperación, 200 mm)

40 x 12 mm

40 torundas (10 bolsas de 4 unidades) REF 31778

Sugi® Endopad (estéril)



Ø 34 mm

según el

Prof. Dr. H. Stammberger

(6 bolsas de 1 unidad)

REF 31785



Sugi® OtoSwab con hilo de recuperación (estéril)

Ø 3 x 1 mm, expandida 3 x 5 mm

60 torundas (10 bolsas de 6 torundas) REF 31651

Rhino Swabs

Rhino Long

Endopad

OtoSwab

Composición

Celulosa
Celulosa regenerada
Hilo: Poliéster

Propiedades

- Los productos absorbentes Sugi están fabricados en un material de alta calidad basado en celulosa y son inocuos desde el punto de vista toxicológico.
- En caso de contacto con líquidos acuosos se produce una expansión elástica inmediata de la torunda/almohadilla.
- Los productos absorbentes Sugi poseen de una elevada resistencia al desgarro (> 50 N).
- Los materiales absorbentes Sugi no se adhieren a las heridas si se retiran antes de 24 horas.
- Tras la retirada dejan una superficie de la herida limpia.
- La capacidad de absorción es de aprox. 17 veces su propio peso.

a) Torunda absorbente Rhino

Indicación

Condiciones en la nariz que requieren una intervención quirúrgica

Campos de aplicación

- Torundas nasales pre e intraoperatorios para el uso en la cirugía nasal, especialmente durante:
 - Septoplastia
 - Rinoseptoplastia
 - Conchotomía
 - Cirugía de los senos paranasales
- Torundas para el uso en la cirugía ORL endoscópica
- Torundas para el uso en la cirugía de la base del cráneo que implica procedimientos quirúrgicos nasales
- Medio portador de antibióticos o vasoconstrictores líquidos

b) Endopads

Indicación

- Limpieza intraoperatoria de instrumentos ópticos (p. ej. endoscopios) con aplicación simultánea de una solución antiempañante

c) OtoSwab

Indicación

Condiciones en el oído que requieren una intervención quirúrgica

Campos de aplicación

- Torunda intraoperatoria para cirugía del oído:
 - Acceso retroauricular en cirugía del oído medio
 - Acceso endoauricular en cirugía del oído medio
 - Meatoplastia
 - Timpanoplastia
 - Timpanotomía
 - Mastoidectomía cortical
 - Intervenciones quirúrgicas en el oído medio
 - Implantación coclear
- Medio portador de líquidos acuosos antibióticos o vasoconstrictores

Contraindicaciones e intolerancias

No se conocen

Tipo de aplicación

a) Torunda absorbente Rhino */OtoSwab

Para la preparación del campo quirúrgico, las torundas se pueden empapar con una solución vasoconstrictora y/o anestésica. Después se colocan durante aprox. 5 a 10 minutos sobre las zonas correspondientes de la mucosa.

Se pueden retirar fácilmente mediante el hilo de recuperación integrado.

Además, las torundas se pueden utilizar durante la intervención para absorber sangre y secreciones.

Manufacturer:
QUESTALPHA GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg, Germany
www.questalpha.com

Distributed in the U.S. by:

Kettenbach LP
62-64 Enter Lane
Islandia, NY 11749, USA

Made in Germany
37248/0924

QUESTALPHA
For Medical and Life Science

CE 0123

b) Endopads

La almohadilla seca se prepara empapándola con solución antiempañante. Tras despegar la lámina protectora de la cinta adhesiva se puede pegar la bandeja cerca del campo quirúrgico.

Atención!

- Los productos absorbentes Sugi se se deben desechar como gases y no deben reutilizarse, ya que existe el riesgo de infección y la función y la seguridad del producto ya no están garantizadas.
- Antes del uso, compruebe visualmente si el sistema de barrera estéril está dañado y no lo utilice en caso de que presente daños o ya se ha abierto.
- Los productos absorbentes Sugi mostrados no se pueden visualizar por medio de rayos X.
- La utilización de los productos absorbentes Sugi queda reservada a los profesionales con formación médica, que realicen operaciones quirúrgicas o asistan en ellas.**
- * En casos aislados, las condiciones fisicoquímicas asociadas a la cirugía nasal, con o sin taponamiento nasal, pueden provocar un síndrome de choque tóxico (SCT). Los signos del SCT son: fiebre alta de aparición repentina, vómitos, diarrea, mareo, pérdida del conocimiento (o aturdimiento al ponerse de pie) y/o eritema similar a la dermatitis solar. Si apareciese uno de estos síntomas, se deberán adoptar las medidas correspondientes.
- El envase del Sugi Endopad no debe estar pegado a la piel.

Pacientes destinatarios

Pacientes en los que es necesario absorber fluidos corporales o a los que hay que administrar líquidos por vía tópica.

Leyenda

Protéjase de la luz del sol	
Caduca el	
Estéril por óxido de etileno	STERILE EO
Para un solo uso	
Guardar en lugar seco	
Código de lote	LOT
Sistema dual (sólo en Alemania)	
Número de catálogo	REF
Precaución. Consulte los documentos adjuntos	
No utilizar si el envase está dañado	
Límite de temperatura	
Dispositivo médico	MD
Data di produzione	

Limitación de responsabilidad

En la medida en que sea legalmente admisible la exclusión de responsabilidad, la QUESTALPHA GmbH no asumirá responsabilidad alguna por las pérdidas o los daños causados por este producto, no importando si se trata de daños directos, indirectos, especiales, colaterales o consecuenciales e independientemente del fundamento legal, inclusive garantía, contrato, negligencia o culpa intencional.

Las indicaciones referentes a los productos QUESTALPHA se basan en una extensa investigación y experiencia en las técnicas de aplicación.

Transmitimos estos resultados según nuestro leal saber, pero reservándonos el derecho a realizar modificaciones técnicas con el fin de desarrollar el producto. Sin embargo, esto no exime al usuario de los productos de comprobar las recomendaciones e indicaciones antes de su aplicación.

En caso de incidentes graves relacionados con el producto, comuníquese de inmediato con el fabricante y la autoridad responsable.

Información al 28.02.2024